

Balloon Uterine Stent

一次性使用无菌球囊子宫支架

苏械注准20232181433



致力于为临床医生提供优质高效可靠的整体医疗解决方案






适用范围:

用于子宫内外科手术之后的宫内置放，减少子宫出血，防止宫腔粘连。

产品特点:

- 1.压迫面积广泛、有效预防、减少子宫出血；
- 2.大面积支撑有效预防宫腔粘连；
- 3.采用医用硅胶材料，安全可靠。



产品型号	球囊容量 mL	球囊长度 cm	球囊宽度 cm
ZJA5	5	3	2.8
ZJA8	8	4	4
ZJB5	5	3	2.8
ZJB8	8	4	4

江苏钱璟医疗器械有限公司

联系电话：0519-86226176

微信：18915052587

邮箱：sales@qjmed.com

官网：www.qianjyl.com

地址：江苏省常州市武进区国家高新技术产业开发区凤鸣路6号



扫一扫，关注公众号

扫一扫，关注视频号